

DRG:HYBRiD•XL®

Plnoautomatický analyzátor



Princíp stanovenia

- Enzýmoimunoanalýza
- Imunoturbidimetria

Vzorky a reagensie:

- Sérum, plazma, moč, sliny
- Riedenie až do 1: 1000
- Možnosť Statimového vyšetrenia
- Random Access
- Načítanie vzoriek a reagensí cez čiarové kódy
- Expirácia až 12 mesiacov od dátumu výroby
- Balenie – 20, 40, 100 testov

Charakteristika analyzátoru

- Prvé výsledky po 10 minútach (testy klinickej biochémie)
- Výsledky po 60 minútach (imuno testy)
- Až 40 stanovení v jednom cykle
- Detekcia zrazenín
- Detekcia hladiny reagensí a vzoriek
- Rozmery prístroja: 60,8 x 63,5x 58,6 cm
- Farebný monitor – dotykový

Kapacita:

- 12 primárnych skúmaviek (priemer 13-16 mm)
- 20 sekundárnych skúmaviek

Kalibrácia:

- Kalibrácia načítaním čiarového kódu – Master krivka
- 2 bodová recalibrácia (+ 2 kontroly)
- Dlhá stabilita

